

Инструкция по использованию желатиновой массы GELIFLEX[®].



GELIFLEX[®] -дублирующий материал для многократного использования.

Универсальный концентрированный материал (желатиновая масса) для дублирования.

ИНСТРУКЦИЯ: Смешиваемые пропорции:
1 часть концентрата + 2 части воды по объёму.

ВАЖНО: При приготовлении дублирующего материала нагреть смесь до точки кипения.

Нагревать в пластиковом контейнере до точки кипения

-на "водяной бане"

или

-в микроволновой печи, сначала 8- 10 минут, после чего помешать и поставить еще на 3- 5 минут, и т.д.

Перемешивая, довести нагрев смеси до 90- 95 °С!

Перед заливкой в кювету для дублирования модели желатин должен быть полностью жидким и охлажденным до 52 – 57 °С.

ВАЖНО: Используемый материал хранить в холодильнике.

Концентрированный материал можно хранить при комнатной температуре.

- Для следующего использования материал следует разрезать (не острым) ножом, чтобы не повредить контейнер и добавить ~ 50 мл воды.
- Нагревать в СВЧ печи или на "водяной бане", контролируя температуру и перемешивая материал до получения однородной консистенции.
- Поддерживать первоначальный объём дублирующего материала, добавляя воду.
- Перед заливкой в кювету для дублирования модели желатин должен быть полностью жидким и охлажденным до 52 – 57°С.

*Вес одной канистры ~ 4 кг
Номер по каталогу: 55601*

*По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
E-mail: office@perflexrussia.ru;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)*