

Инструкция по использованию сепаратора

ISOSEP FILM[®].



ISOSEP FILM[®] (*арм. 55501*) – экстра тонкий сепаратор для инъекционного формирования, предназначен для чистого термопластика Perflex ACRYFREE[®], Perflex T-CRYSTAL[®], Perflex BIOSENS[®].

Также подходит для использования в качестве сепаратора для всех термопластичных, обычных акриловых материалов и гипса.

ИНСТРУКЦИЯ:

- При использовании сепаратора для инъекции Perflex T-CRYSTAL[®], Perflex BIOSENS[®]

Вытяните 2 половины контейнера из кипящей воды за 8 минут до инъекции, высушите остатки воды сжатым воздухом, нанесите 2 тонких слоя на поверхности формы мягкой кисточкой, подождите минуту, пока покрытие высохнет, и сразу нанесите 1 тонкий слой ISOSEP OIL[®] (*арм. 55503*) мягкой маленькой кисточкой только на поверхности формы. Закройте контейнер для инъекции (4 шурупа) и поместите в инжектор за 3 минуты до инъекции или во время сигнала инъекции на инъекционном термопрессе Smart 101-400.

- При использовании в качестве сепаратора для инъекции Perflex ACRYFREE[®]:

Процесс такой же, как и для Perflex T-CRYSTAL[®]. Нанесите только 2-3 тонких слоя маленькой мягкой кисточкой только ISOSEP FILM[®] (*арм. 55501*). Дайте покрытию просохнуть, введите контейнер за 1 минуту до инъекции или во время сигнала инъекции на термопрессе Smart 101-400 (*арм. 7000*).

При использовании между половинами контейнера для сепарации после выпаривания: Дайте гипсу застыть и затвердеть полностью. При использовании для инъекционного формирования сначала нанесите литниковый воск. Нанесите тонкий ровный слой ISOSEP FILM[®] (*арм. 55501*) маленькой мягкой кисточкой и покройте все открытые поверхности гипса. Дайте покрытию полностью высохнуть, поместите контейнер в холодную воду на 15 минут перед тем, как налить вторую половину гипсовой смеси.

ВНИМАНИЕ: Избыток сепаратора ISOSEP FILM[®] (*арм. 55501*) может привести к сепарации материала в зонах инъекции, где была сделана очень тонкая восковая моделировка. Убедитесь в том, что нанесены тонкие слои сепаратора.

- При использовании ISOSEP FILM[®] (*арм. 55501*) между половинами кюветы для изоляции гипса:

Дайте гипсу первой части кюветы застыть и затвердеть полностью.

При использовании для инъекционного формования сначала установите восковые литники.

Нанесите тонкий ровный слой ISOSEP FILM® (*арт. 55501*) мягкой кисточкой - покройте всю поверхность гипса. Дайте сепаратору полностью высохнуть, поместите кювету в холодную воду на 15 минут перед тем, как залить гипсом вторую половину кюветы. Убедитесь в том, что ISOSEP FILM нанесён очень тонким слоем.

ОСТОРОЖНО: Используйте теплоустойчивые перчатки во время процесса.
Хранить в прохладном темном сухом месте, защищать от солнца.

Номер по каталогу: 55501

*По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
E-mail: office@perflexrussia.ru;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)*