

Инструкция по использованию **FLEXI CLEAN[®]**.



FLEXI CLEAN[®] (*арт. 55901*) - мощный концентрированный порошок для чистки зубных протезов, который чистит, дезинфицирует, обновляет и освежает:

- гибкие зубные протезы из Perfex Flexinylon[®];
- полугибкие зубные протезы из Perfex T-Crystal[®] и Perfex Biosens[®];
- акриловые зубные протезы из Perfex Acryfree[®];
- термопластичные зубные изделия из Perfex Acetal[®];
- ночные капы, ортодонтические аппараты и ретейнеры.

В набор очистителя для зубных протезов FLEXI CLEAN[®] входит:

- 12 мини-баночек порошка FLEXI CLEAN[®] (*арт. 55901*), которого хватает, примерно, на 12 месяцев;



- 1 мерная ложка;
- 1 пластиковый контейнер для хранения раствора;

FLEXI CLEAN[®] (*арт. 55901*) – мощный концентрированный очиститель для съемных зубных протезов, специально созданный для удаления пятен, уничтожения существующих бактерий и патогенных микроорганизмов на съемных аппаратах. Удаляет бактерии кандидозного стоматита (*Candida albicans*) со всех видов съемных зубных протезов.

Помимо дезинфицирующего действия, Perfex FLEXI CLEAN[®] (*арт. 55901*), также удаляет пятна кофе, чая, табака, фруктов и железа, а также налет кальция, зубного камня и налета всего за 20 минут.

При соблюдении инструкции этот очиститель для съемных зубных протезов с новой формулой, не содержащей хлора, не повредит основу, частичный металл и мягкую перебазировку протеза.

Мы настоятельно рекомендуем предлагать наше концентрированное очищающее средство для зубных протезов Вашим пациентам.

ИНСТРУКЦИЯ: Смешайте $\frac{1}{4}$ из мини-баночки Perflex FLEXI CLEAN® с помощью мерной ложки, входящей в набор с $\frac{3}{4}$ стакана (200 мл) теплой воды. Тщательно размешайте, затем дайте раствору остыть до комнатной температуры. Погрузите зубной протез в раствор на 20 минут. Зубной протез с глубокими пятнами нужно будет погрузить в раствор на ночь (мягкие перебазировки оставлять только на 20 минут). Смойте остатки налета мягкой щеткой и тщательно прополощите под проточной водой перед использованием.

Для правильного ухода рекомендуем каждый раз после еды промывать зубной протез под струей прохладной воды и один раз в день, промыв, погрузить его в раствор Perflex FLEXI CLEAN® комнатной температуры на 20 минут. Затем, если необходимо, смыть остатки налета мягкой щеткой, тщательно прополоскав протез под прохладной проточной водой перед использованием. В последний день недели следует оставить протез в растворе на всю ночь (кроме зубных протезов из гибких материалов). На следующий день заменить раствор на новый.

ВАЖНО: Очищающий раствор FLEXI CLEAN® (арт. 55901) эффективен и безопасен в течение недели. Каждая мини-баночка содержит количество порошка на 1 месяц. Через 1 неделю раствор нужно вылить и заменить новым, который следует смешивать согласно инструкции.

ВНИМАНИЕ: PERFLEX FLEXI CLEAN® (арт. 55901) – это мощный концентрированный пятноудалитель, не используйте раствор орально! Использовать только согласно инструкции! Всегда тщательно полощите протезы перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте и подальше от окрашенных тканей.

Не рекомендуется использовать для частей, изготовленных из сплава циркония.

*Мятный вкус,
Вес нетто 1 банки: 7 гр.
Общий вес нетто: 84 гр.
Номер по каталогу: 55901*

*По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
E-mail: office@perflexrussia.ru;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)*