

Инструкция по использованию Ультразвукового очистителя (ванночки).



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Ультразвуковой очиститель (ванночка) предназначен для очистки съемных зубных протезов от загрязнений. Особенность ультразвукового очистителя заключается в инновационном методе очистки - применение ультразвука создает микропузырьки на поверхности погруженного зубного протеза, затем увеличивает и сокращает размеры пузырьков, что заставляет налет отслоиться от поверхности. Окончательным действием ультразвука является тщательное удаление налета посредством того, что пузырьки лопаются, удаляя скопившийся налет со всех поверхностей предмета, даже с самых труднодоступных для обычной чистки.

Главным преимуществом является возможность бережно очистить зубные протезы даже из самых гибких материалов, не повредив их, а также удалить загрязнения и налет в особо труднодоступных местах, например, небольшие углубления на съемных протезах.

Особенностями ультразвукового очистителя являются компактный размер и работа от двух батареек. Очиститель можно легко применять в дороге.

ИНСТРУКЦИЯ:

Вставьте батарейки в специальный отсек (батарейки не входят в комплект). Необходимо налить в контейнер асептическую жидкость (рекомендуем использовать порошок для чистки съемных зубных протезов Perflex Flexi Clean[®]) и поместить в нее зубной протез. Проследите, чтобы жидкость полностью покрывала протез и закройте крышку.

Включите устройство, переведя тумблер включения / выключения в положение "ON".

Рекомендуемое время для очистки 10-20 минут, после выключите прибор, переведя тумблер включения / выключения в положение "OFF".

Откройте крышку и извлеките протезы из контейнера.

Мойка также может применяться для очистки малогабаритных предметов, например для очистки ювелирных украшений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Перед каждым использованием промывайте контейнер под проточной водой, применяя моющее средство.

Заменяйте асептическую жидкость после каждого использования.

ВНИМАНИЕ: при использовании порошка для чистки съемных зубных протезов Perflex Flexi Clean® в комплекте с ультразвуковым очистителем действуйте согласно инструкции к Flexi Clean®).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Основное устройство – Ультразвуковой очиститель для очистки протезов;
- Контейнер - 1 шт.

Частота: 5,8 кГц

Размеры: 8см x 8см x 9см

Питание: 2 батарейки АА (в комплект не входят)

Номер по каталогу: 55904

*По всем интересующим Вас вопросам
обращайтесь в компанию ООО «Перфлекс Рус»
E-mail: office@perflexrussia.ru;
8-800-500-36-60 (звонок по РФ бесплатный)*